



República Federativa do Brasil  
Ministério do Desenvolvimento, Indústria  
e do Comércio Exterior  
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(11) (21) **MU 8502551-8 U**



(22) Data de Depósito: 25/11/2005  
(43) Data de Publicação: 24/07/2007  
(RPI 1907)

(51) *Int. Cl.:*  
**A61H 19/00 (2007.01)**  
**A61F 5/41 (2007.01)**

(54) Título: **APARELHO PARA O TRATAMENTO DA HIPOPLASIA GENITAL EXTERNA MASCULINA**

(71) Depositante(s): Eduardo Gomez de Diego (ES)

(72) Inventor(es): Eduardo Gomez de Diego

(74) Procurador: David do Nascimento Advogados Associados S/C

(57) Resumo: APARELHO PARA O TRATAMENTO DA HIPOPLASIA GENITAL EXTERNA MASCULINA O modelo de utilidade descreve um dispositivo destinado ao tratamento da hipoplasia genital externa masculina, o que cria um crescimento dos tecidos e uma correção das curvaturas existentes. O dispositivo do modelo de utilidade é exclusivo para utilizar uma fixação (1; 13) dos órgãos genitais externos associada com um sistema diamétrico (5) e com um sistema (15) de proteção da glândula. O sistema de fixação inferior (1) e superior (13) dos órgãos genitais externos produz nos órgãos genitais externos masculinos uma força de tração. O sistema diamétrico (5) cria nos órgãos genitais masculinos uma expansão de tecido. O sistema (15) de proteção da glândula evita possíveis cortes, e isto permite um uso prolongado do dispositivo sem desconforto. O usuário do dispositivo pode mantê-lo colocado durante muito meses, durante algumas horas ao dia. Deste modo, a oportunidade de uma expansão de tecido mais uma expansão prolongada a tempo são fundamentais para o tratamento da hipoplasia dos órgãos genitais externos masculinos.

























